


[Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mrp4/Abcc4 Para Wb, Elisa - O15439

Número do item: CM0006994



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD contra MRP4/ABCC4 humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de resistência a múltiplos fármacos, transporte e sinalização de nucleotídeos cíclicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] MRP4/ABCC4 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MRP4; MOATB; MOAT-B; C4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10257
ID do Gene	10257
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1067-1325 do MRP4/ABCC4 humano (NP_005836.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15439
Peso da Proteína	150kDa
Envio	Saco de gelo