


[Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mrpl13 (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Byd1

Número do item: CM0005285



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-MRPL13 validado por KD, que reconhece a proteína MRPL13 humana, de camundongo e de rato. Adequado para WB, IHC-P, ELISA. Tem como alvo a proteína ribossomal mitocondrial uL13m (Q9BYD1). Ideal para estudos de tradução mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] MRPL13 Rabbit mAb
Observações/Apelido	L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	28998
GeneID	28998
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 70-178 do MRPL13 humano (NP_054797.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYD1
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo