


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrpl53 Validado Por Kd Para Wb, Elisa - Q96EI3

Número do item: CM0018965



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KD direcionado à proteína humana MRPL53 (proteína mL53 da subunidade grande do ribossomo mitocondrial). Adequado para Western blot e ELISA, ideal para estudos de tradução mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] MRPL53 pAb de Coelho
Observações/Apelido	mL53; L53MT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	116540
GeneID	116540
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-112 da MRPL53 humana (NP_444278.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96EL3
Peso Proteico	12kDa
Envio	Em saco de gelo