

[Kd Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mrps18C Para Wb, Elisa - Q9Y3D5

Número do item: CM0022561



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KD direcionado à proteína humana MRPS18C (proteína ribossomal mitocondrial bS18m). Adequado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano. Suporta estudos de tradução mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] MRPS18C pAb de Coelho
Observações/Apelido	bS18m; CGI-134; S18mt-c; MRPS18-1; mrps18-c; MRP-S18-1; MRP-S18-c; MRPS18C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51023
GeneID	51023
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da MRPS18C humana (NP_057151.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y3D5
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo