

Anticorpo Policlonais Anti-Mtmr3 Validado Por Kd Para Wb E Elisa - Q13615

Número do item: CM0015989

introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KD contra MTMR3 humano (ZFYVE10, FYVE-DSP1). Adequado para Western blot (WB) e ELISA. Tem como alvo uma fosfatase lipídica crítica para o metabolismo de PI3P e citocinese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	[KD Validado] MTMR3 Rabbit pAb
Observações/Alias	ZFYVE10; FYVE-DSP1; [KD Validado] MTMR3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8897
GeneID	8897
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 640-810 do MTMR3 humano (NP_066576.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13615
Peso Proteico	134kDa
Envio	Saco de gelo