


Anticorpo Policlonal Anti-Ndufa13/Grim19 Validado Por Kd Para Wb, Elisa - Q9P0J0

Número do item: CM0025457



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KD contra NDUFA13/GRIM19, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas sobre o complexo I mitocondrial e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validated] NDUFA13/GRIM19 Rabbit pAb
Observações/Apelido	B16.6; CDA016; CGI-39; GRIM19; GRIM-19; MC1DN28; [KD Validated] NDUFA13/GRIM19
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51079
GeneID	51079
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-144 do NDUFA13/GRIM19 humano (NP_057049.5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P0J0
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco de gelo