

Anticorpo Policlonal Anti-Nf2 Validado Por Kd Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P35240

Número do item: CM0014198



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NF2 (Merlin) humano, um supressor tumoral na via Hippo. Validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre câncer e neurofibromatose tipo 2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] NF2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ACN; SCH; BANF; merlin-1; F2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4771
GeneID	4771
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35240
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Saco de gelo