

[Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nf2/Merlin Para Wb, Ihc-P E Elisa - P35240

Número do item: CM0004018



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho validado por KD contra NF2/Merlin humano, adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Para estudos de supressor de tumor e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] NF2/Merlin mAb de Coelho
Observações/Apelido	ACN; SCH; BANF; merlin-1; in
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4771
GeneID	4771
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 347-595 do NF2/Merlin humano (NP_000259.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35240
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Saco de gelo