

[KD Validado] Anticorpo Monoclonal Anti-Pcsk9 (Proteína Convertase 9) Para Wb, Elisa - Q8Nbp7

Número do item: CM0003312



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado pela KD contra PCSK9 humano (Proteína Convertase 9). Adequado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano. Para pesquisas sobre homeostase do colesterol e degradação do receptor de LDL.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] Anticorpo Monoclonal de Coelho contra Proteína Convertase 9 (PCSK9)
Observações/Apelido	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLQC1; NARC-1; HCHOLA3; [KD Validado] Proteína Convertase 9 (PCSK9)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	255738
GeneID	255738
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 593-692 do PCSK9 humano (NP_777596.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8NBP7
Peso Proteico	74kDa
Envio	Saco de gelo