

Anticorpo Policlonais Kd Validado Anti-Pdxk Para Wb, If/Icc, Elisa - O00764

Número do item: CM0021645



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KD contra piridoxal quinase (PDXK) humana, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo da vitamina B6.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] PDXK Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PKH; PNK; HMSN6C; PRED79; C21orf97; HEL-S-1a; C21orf124; PDXK
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	8566
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 213-312 da PDXK humana (NP_003672.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00764
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo