

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Polr2L Validado Por Kd Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62875

Número do item: CM0004764

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho validado por KD contra POLR2L (RPB10). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Adequado para pesquisa de RNA polimerase e estudos de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] POLR2L mAb de Coelho
Observações/Apelido	RBP10; RPB10; RPABC5; RPB7.6; hRPB7.6; RPB10beta
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5441
ID do Gene	5441
Imunogénio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62875
Peso Proteico	8kDa
Envio	Saco de gelo