

[Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ptbp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P26599

Número do item: CM0007173



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PTBP1 validado por KD para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Detecta PTBP1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre splicing de pré-mRNA e regulação do splicing alternativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KD] PTBP1 Rabbit mAb
Observações/aliás	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; P1
Espécie	Humano
GeneID	5725
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da PTBP1 humana (NP_114368.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P26599
Peso da proteína	60 kDa
Transporte	Em bolsa de gelo