

[Validado Por Kd] Anticorpo Policlonal Anti-Rarg Para Wb E Elisa - P13631

Número do item: CM0021381



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KD, direcionado ao receptor gama do ácido retinoico humano (RARG). Adequado para Western blot e ELISA. Detecta uma proteína de aproximadamente 50 kDa envolvida na regulação gênica, no desenvolvimento e no crescimento esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KD] RARG Rabbit pAb
Observações/Alias	RARC; NR1B3; RARGgamma; [Validado por KD] RARG
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	5916
ID do gene	5916
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 do RARG humano (NP_000957.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P13631
Peso da proteína	50 kDa
Envio	Bolsa de gelo