


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rhot1/Miro1 Validado Por Kd Para Wb E Elisa - Q8Ixi2

Número do item: CM0007289



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD direcionado a RHOT1/MIRO1, uma GTPase Rho mitocondrial envolvida no tráfego e fissão. Adequado para western blot e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] RHOT1/MIRO1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; [Validado por KO/KD] RHOT1/MIRO1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55288
GeneID	55288
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 310-590 do RHOT1/MIRO1 humano (NP_060777.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IXI2
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de gelo