


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rhot1/Miro1 Validado Por Kd - Q8Ixi2

Número do item: CM0024180



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KD direcionado ao RHOT1/MIRO1 humano, uma NTPase mitocondrial atípica. Aplicações: WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Peso molecular: 71kDa. Útil para estudos de tráfego mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] RHOT1/MIRO1 pAb de Coelho
Observações/Alíase	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; [Validado por KD] RHOT1/MIRO1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55288
Imunogénio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 310-590 do RHOT1/MIRO1 humano. (NP_060777.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q8IXI2
Peso Proteico	71kDa
Envio	Bolsa de gelo