


[Validado Por Kd] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Serpina3 Para Wb, Elisa - P01011

Número do item: CM0028229



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SERPINA3 humana (Alfa-1-antiquimotripsina), validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudar respostas de fase aguda e inibição de proteases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] SERPINA3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ACT; AACT; GIG24; GIG25; Alfa-1 Antiquimotripsina (SERPINA3)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	12
ID do Gene	12
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01011
Peso da Proteína	48kDa
Envio	