

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sharpin Validado Por Kd Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0F6

Número do item: CM0006685



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD contra Sharpin (SIPL1) humano. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano e rato. Útil para estudar sinalização NF-kB, inflamação e ubiquitinação linear. SWISS: Q9H0F6.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] Sharpin mAb de Coelho
Observações/Apelido	SIPL1; [Validado por KD] Sharpin
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	81858
GeneID	81858
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-126 do SHARPIN humano (NP_112236.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9H0F6
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo