


[Validado Por Kd] Anti-Sod1 Rabbit Polymab® Para Wb, Ip, If, Ihc, Elisa - P00441

Número do item: CM0006091



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra SOD1 humano (Superóxido dismutase [Cu-Zn]), validado por KD. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para aplicações de Western blot, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA em pesquisas sobre estresse oxidativo e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] SOD1 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; homodímero
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6647
GeneID	6647
Imunógeno	Proteína recombinante de SOD1 humano; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-154 do SOD1 humano (NP_000445.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reativação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00441
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco com gelo