

[Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Srebf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Wtn3

Número do item: CM0012129

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD que visa o SREBF1, adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece o SREBF1 humano e de camundongo, um fator de transcrição chave que regula a biossíntese de colesterol e o metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] SREBF1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ADD1; SREBP1; bHLHd1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	6720
ID do Gene (Camundongo)	20787
Imunogénio	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SREBP1 de camundongo (NP_035610.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9WTN3
Peso Proteico	120 kDa
Envio	Saco de gelo