

Anticorpo Monoclonal De Coelho Validado Por Kd Contra Sult2B1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 000204

Número do item: CM0006023



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD contra a sulfotransferase 2B1 humana (SULT2B1). Adequado para WB, IHC-P e ELISA. SULT2B1 é fundamental no metabolismo de esteroides e colesterol, com papéis na diferenciação cutânea e em doenças da pele. Ideal para pesquisa em metabolismo e dermatologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] SULT2B1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	HSST2; ARCI14
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6820
GeneID	6820
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-365 da SULT2B1 humana (NP_814444.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O00204
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo