

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tfeb Validado Por Kd Para Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - P19484

Número do item: CM0008749



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD contra TFEB humano (Fator de Transcrição EB). Detecta níveis endógenos de TFEB. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para aplicações de Western blot, IHC-P, ELISA e ChIP. Ideal para pesquisa em autofagia e lisossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-TFEB [Validado por KD]
Observações/Apelido	TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7942
ID do Gene	7942
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-173 do TFEB humano (NP_009093.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19484
Peso Proteico	44kDa/53kDa
Envio	Em saco de gelo