

Anticorpo Policlonal De Coelho Validado Por Kd Contra Tfeb Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P19484

Número do item: CM0025516



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TFEB humano, validado para especificidade por knockdown. Adequado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisa em autofagia e biogênese lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] TFEB Rabbit pAb
Observações/Alias	TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB; TFEB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7942
GeneID	7942
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-173 do TFEB humano (NP_009093.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19484
Peso da Proteína	53 kDa
Envio	Saco de gelo