

[Kd Validado] Anticorpo Monoclonal Anti-Timidilato Sintase Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04818

Número do item: CM0006205



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho validado contra a timidilato sintase (TYMS), uma enzima crítica na biossíntese de nucleotídeos. Adequado para WB, IHC-P, ELISA; reatividade humana. Para pesquisa oncológica e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Kd Validado] Anticorpo Monoclonal de Coelho contra Timidilato Sintase
Observações/Apêndice	TS; TMS; DKCD; HST422
Espécie	Humano
ID do Gene	7298
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-313 da Timidilato Sintase humana (NP_001062.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04818
Peso Proteico	36kDa
Envio	Em saco de gelo