


[Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Timm10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62072

Número do item: CM0005575



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TIMM10 humano (TIM10), uma chaperona de importação mitocondrial. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a translocase da membrana interna mitocondrial e vias relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] TIMM10 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TIM10; TIM10A; TIMM10A; [Validado por KD] TIMM10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26519
GeneID	26519
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90aa do TIMM10 humano (NP_000204.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62072
Peso da Proteína	10kDa
Envio	