

[Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal Anti-Tradd Para Wb, Ip, Elisa - Q15628

Número do item: CM0011574



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD contra TRADD humano (associado ao TNFRSF1A via domínio de morte). Validado para WB, IP, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de apoptose e sinalização NF- κ B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] TRADD mAb de Coelho
Observações/Apelido	Hs.89862
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8717
GeneID	8717
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 199-312 do TRADD humano (NP_003780.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15628
Peso da Proteína	34 kDa
Envio	Saco com gelo