


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vimentina Validado Por Kd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08670

Número do item: CM0017571



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade validado por KD direcionado à Vimentina humana (P08670). Adequado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de citoesqueleto e migração celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | [Validado por KD] Vimentina pAb de Coelho                                                                                    |
| Observações/Apêndice | CTRCT30; HEL113; Vimentina; VIM; vimentina; em                                                                               |
| Espécie              | Humano                                                                                                                       |
| ID do Gene (Humano)  | 7431                                                                                                                         |
| ID do Gene           | 7431                                                                                                                         |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-101 da Vimentina humana (NP_003371.2) |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                       |
| Aplicação            | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                     |
| SWISS                | P08670                                                                                                                       |
| Peso Proteico        | 54kDa                                                                                                                        |
| Envio                | Saco de Gelo                                                                                                                 |