


[Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal Anti-Ythdc1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q96Mu7

Número do item: CM0006052



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra YTHDC1 humano (validado por KD), adequado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta YTHDC1 em ~85 kDa, um leitor chave de m6A e regulador de splicing. Ideal para pesquisa de modificação de RNA e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] YTHDC1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	YT521; YT521-B; [Validado por KD] YTHDC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	91746
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-71 do YTHDC1 humano (NP_001026902.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96MU7
Peso da Proteína	85kDa (observado)
Envio	Saco com gelo