


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ythdc2 Validado Por Kd Para Wb, Ip, If-P, Elisa - Q9H6S0

Número do item: CM0021397



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KD que visa o YTHDC2 humano (helicase de RNA 3'-5') para WB, IP, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta uma banda de ~160 kDa; ideal para pesquisa sobre meiose e degradação de RNA m6A.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] YTHDC2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAHL; hYTHDC2; YTHDC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64848
GeneID	64848
Imunogénio	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1286-1430 do YTHDC2 humano (NP_073739.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H6S0
Peso Proteico	160kDa
Envio	