

[Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Znf143 Para Wb, Ihc-P, If/Icc E Elisa - P52747

Número do item: CM0007651

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD que visa o ZNF143 humano (SBF/STAF). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação gênica e função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] ZNF143 mAb de Coelho
Observações/Apelido	SBF; STAF; pHZ-1; [Validado por KD] ZNF143
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7702
ID do Gene	7702
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 592-638 do ZNF143 humano (NP_003433.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52747
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco com gelo