

[Kd Validado] Pab De Coelho Anti-Cdx2 - Q99626

Número do item: CM0021891



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CDX2 (validado por KD) para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a função do fator de transcrição do epitélio intestinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] pAb de coelho anti-CDX2
Observações/Apelidos	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; CDX2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1045
ID do Gene	1045
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 14-165 do CDX2 humano (NP_001256.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99626
Peso da Proteína	34 kDa
Transporte	Bolsa de gelo