


[Kd Validado] Copb2 Coelho Polymab® - P35606

Número do item: CM0004973

**introdução**

Anticorpo monoclonal de coelho contra COPB2 humano (beta'-COP), validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Detecta COPB2 humano e de rato (~102 kDa), uma subunidade do complexo coatomer essencial para o transporte retrógrado do Golgi para o RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] COPB2 Coelho PolymAb®
Observações/Apelido	OPDD; MCPH19; beta'-COP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9276
GeneID	9276
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 657-906 do COPB2 humano (NP_004757.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P35606
Peso Proteico	102kDa
Envio	Saco de gelo