

Anticorpo Policlonal De Coelho Dnmt1 Validado Por Kd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26358

Número do item: CM0023649



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DNMT1 (DNA metiltransferase 1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de metilação de DNA e herança epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validated] DNMT1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; [KD Validated] DNMT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1786
ID do Gene	1786
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-124 de DNMT1 (NP_001370.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26358
Peso da Proteína	183kDa
Envio	Saco de gelo