

[Validado Por Kd] Foxk1 Mab De Coelho - P85037

Número do item: CM0011817



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra FOXK1 humano, validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para pesquisas sobre metabolismo da glicose, diferenciação muscular e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] FOXK1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	FOXK1L
Espécie	Humano
GeneID (humano)	221937
GeneID	221937
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-733 do FOXK1 humano (NP_001032242.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P85037
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Saco com gelo