


[Kd Validado] Anti-Gpx4 Policlonico De Coelho Para Wb, If-P, Elisa - P36969

Número do item: CM0019726



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GPX4 (glutathiona peroxidase 4), validado para WB, IF-P, ELISA. Reativo com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de ferroptose, estresse oxidativo e peroxidação lipídica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] Anti-GPX4 Policlonico de Coelho
Observações/Apelidos	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; GPX4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2879
GeneID	2879
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-197 da GPX4 humana (NP_002076.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36969
Peso Proteico	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo