


[Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal De Coelho Mct1 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P53985

Número do item: CM0004057



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o MCT1 (SLC16A1) para WB, IF, IHC-P, ELISA. Validado por KD, detecta o transportador de monocarboxilato 1 humano, 54kDa. Ideal para pesquisas sobre metabolismo e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] MCT1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MCT; HHF7; MCT1; MCT1D
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6566
ID do Gene	6566
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 190-245 do MCT1 humano (NP_003042.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P53985
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco com gelo