


[Kd Validado] Anti-Mrpl11 Coelho Pab - Q9Y3B7

Número do item: CM0024605



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao MRPL11 humano, uma proteína ribossomal mitocondrial. Validado para WB, IP e ELISA. Ideal para estudos de síntese de proteínas mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] MRPL11 Rabbit pAb
Observações/Alias	MRPL11; CGI-113; L11MT; MRP-L11; proteína ribossomal mitocondrial L11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	65003
GeneID	65003
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 91-192 do MRPL11 humano (NP_057134.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y3B7
Peso da Proteína	18kDa/19kDa/20kDa
Envio	Bolsa de gelo