


**[Kd Validado] Pin1 Coelho Mab Para Wb E Elisa - Q13526**

Número do item: CM0006928

**introdução**

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KD direcionado à Pin1 humana (UniProt Q13526) para Western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Detecta Pin1 endógena a 18 kDa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | [Kd Validado] Pin1 Coelho mAb                                                                                           |
| Observações/Apêndice | DOD; UBL5; [Kd Validado] Pin1                                                                                           |
| Espécie              | Humano                                                                                                                  |
| ID do Gene (Humano)  | 5300                                                                                                                    |
| ID do Gene           | 5300                                                                                                                    |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-163 da Pin1 humana (NP_006212.1) |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                  |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                                  |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                |
| SWISS                | Q13526                                                                                                                  |
| Peso Proteico        | 18kDa                                                                                                                   |
| Envio                | Bolsa de Gelo                                                                                                           |