

[Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Timm13 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5L4

Número do item: CM0008361

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TIMM13 humano (Subunidade Tim13 da translocase da membrana interna de importação mitocondrial). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Adequado para pesquisa de importação de proteínas mitocondriais e chaperonas.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	[Validado por KD] TIMM13 Coelho mAb
Observações/Apelido	TWIST1; ACS3; BPES2; BPES3; CRS; CRS1; CSO; SCS; TWIST; bHLHa38; proteína 1 relacionada ao twist
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26517
GeneID	26517
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-95 do TIMM13 humano (NP_036590.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y5L4
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco de gelo