

[Validado Por Kd] Anticorpo Monoclonal De Coelho Stat2 Para Wb, Elisa - P52630

Número do item: CM0009248



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho STAT2 de alta qualidade [Validado por KD] da CamelBio para WB e ELISA. Reconhece STAT2 humano e de rato (P52630). Ideal para pesquisas sobre sinalização do interferon e estudos antivirais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb STAT2 de coelho [Validado por KD]
Observações/Apelido	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; STAT2 [Validado por KD]
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	6773
ID do gene	6773
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 550-706 de STAT2 humano (NP_005410.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, rato
SWISS	P52630
Peso da proteína	98 kDa
Envio	Bolsa de gelo