


[Validado Pelo Kd] Anticorpo Policlonal De Coelho Trim21/Ss-A Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P19474

Número do item: CM0019474



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TRIM21/SS-A (Ro52) humano, validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reconhece TRIM21 humano, de camundongo e de rato, uma ligase E3 de ubiquitina de 54kDa envolvida na imunidade inata e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	[Validado pelo KD] TRIM21/SS-A Rabbit pAb
Observações/Alias	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; TRIM21/SS-A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6737
GeneID	6737
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 86-334 do TRIM21/SS-A humano (NP_003132.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19474
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo