

## Kdm6A Coelho Pab - 22289

Número do item: CM0029001

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho KDM6A produzido contra o KDM6A de rato (aminoácidos 550-700) para Western blot, IHC-P e ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato e rato.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | KDM6A Coelho pAb                                                                                                            |
| Observações/Apêndice | Utx; KDM6A                                                                                                                  |
| Espécie              | Rato                                                                                                                        |
| ID do Gene (Humano)  | 7403                                                                                                                        |
| ID do Gene (Rato)    | 22289                                                                                                                       |
| Imunogénio           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 550-700 do KDM6A de rato (NP_033509.1) |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação            | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Rato, Ratazana                                                                                                      |
| Peso Proteico        | 154kDa/157kDa                                                                                                               |
| Envio                | Saco de Gelo                                                                                                                |