

Anticorpo Policlonal De Coelho Kdm6B - 216850

Número do item: CM0018690

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Kdm6b (Jmjd3) específico para Kdm6b de camundongo. Adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Peso da proteína 176kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Kdm6b pAb de Coelho
Observações/Apelido	Jmjd3; 1700064E03Rik; Kdm6b
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	23135
ID do Gene	216850
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-190 do Kdm6b de camundongo (NP_001017426.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
Peso da Proteína	176kDa
Envio	Saco de gelo