

Anticorpo Policlonal De Coelho Kdm6B - Kdm6B

Número do item: CM0015623

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao Kdm6b de rato (também conhecido como Jmjd3). Gerado contra uma proteína recombinante abrangendo os aminoácidos 90-190. Adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para Kdm6b humano e de rato. Peso molecular previsto: 176 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Kdm6b
Observações/Apelido	Jmjd3; 1700064E03Rik; Kdm6b
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	23135
ID do Gene	216850
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-190 do Kdm6b de rato (NP_001017426.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
Peso Proteico	176kDa
Envio	Bolsa de Gelo