

Anticorpo Monoclonal De Coelho Khdrbs1/Sam68 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07666

Número do item: CM0005880



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra KHDRBS1/Sam68 (p62/p68). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de ligação a RNA e transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho KHDRBS1/Sam68
Observações/Apelido	p62; p68; Sam68; KHDRBS1/Sam68
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10657
GeneID	10657
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do KHDRBS1 humano (Q07666)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07666
Peso Proteico	48kDa
Envio	Em saco de gelo