


Anticorpo Monoclonal Khsrc De Coelho Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92945

Número do item: CM0005696



introdução

Anticorpo Monoclonal KHSRP de Coelho validado para WB, IHC-P, IP, ELISA em humano, camundongo e rato. Reconhece a proteína de ligação ao elemento a montante 2 (FUBP2), uma proteína de ligação ao RNA de 73 kDa envolvida no splicing, transporte e degradação de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KHSRP Rabbit mAb
Observações/Alias	p75, FBP2, KSRP, FUBP2, KHSRP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8570
GeneID	8570
Imunogeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 da KHSRP humana (Q92945)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92945
Peso da Proteína	73 kDa
Envio	Bolsa de gelo