

Anticorpo Policloal De Coelho Kiaa0391/Prorp Para Wb E Elisa - O15091

Número do item: CM0024996



introdução

Anticorpo policloal de coelho contra KIAA0391/PRORP humano, validado para Western blot e ELISA, com reação cruzada com rato. Adequado para estudos de processamento de tRNA mitocondrial e complexo ribonuclease P.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIAA0391 Rabbit pAb
Observações/Alias	MRPP3; COXPD54; KIAA0391
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9692
GeneID	9692
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 314-583 da KIAA0391 humana (NP_055487.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	O15091
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Bolsa de gelo