

Anticorpo Policlonal De Coelho Kiaa0513 Para Wb E Elisa - O60268

Número do item: CM0017876

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao KIAA0513, validado para WB e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudar a localização de proteínas citoplasmáticas em tecidos cerebrais e o seu potencial papel em transtornos neuropsiquiátricos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	KIAA0513 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KIAA0513
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9764
ID do Gene	9764
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-301 do KIAA0513 humano (NP_001273494.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O60268
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo