

Kif2B Rabbit Pab Para Wb, Elisa - Q8N4N8

Número do item: CM0025761

introdução

O anticorpo policlonal de coelho KIF2B (Q8N4N8) da CamelBio detecta a cinesina KIF2B humana em WB e ELISA. Validado em humano, camundongo e rato, com peso previsto de 76 kDa. Ideal para pesquisa sobre divisão celular e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIF2B Rabbit pAb
Observações/Apelido	KIF2B
Espécie	Humano
GeneID (humano)	84643
GeneID	84643
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 544-673 do KIF2B humano (NP_115948.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N4N8
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Saco de gelo