

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Klf17 Para Wb E Elisa - Q5Jt82

Número do item: CM0015180

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra KLF17 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Adequado para estudos sobre regulação transcricional, transição epitelial-mesenquimal e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-KLF17
Observações/Apelidos	ZLF393; ZNF393; Zfp393; KLF17
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	128209
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-389 do KLF17 humano (NP_775755.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5JT82
Peso da Proteína	43 kDa
Transporte	Bolsa de gelo