

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Klf6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99612

Número do item: CM0016430

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-KLF6 para detecção de KLF6 humano (Zf9/COPEB), um fator de transcrição de dedo de zinco. Validado em WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo. Produzido em coelho, enviado em bolsas de gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho anti-KLF6
Observações/Alias	GBF; ZF9; BCD1; CBA1; CPBP; PAC1; ST12; COPEB; KLF6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1316
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-200 de KLF6 humano (NP_001291.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99612
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo